



**Bolí vás
záda nebo
klouby?**

TENS

léčba bolesti

zad, kloubů, svalové strnulosti a těžkých nohou
TENS pulsy

- revitalizace léčené oblasti prostřednictvím stimulace nervových drah
- obnovení původních organických procesů
- cílená léčba příčin bolesti bez vedlejších účinků
- klinicky ověřený účinek
- registrovaný zdravotnický prostředek

Co je TENS léčba bolesti

uvedené přístroje vytvářejí jemné elektrické impulsy, které jsou přenášeny do léčené oblasti měkkými polštářky (elektrodami) přiloženými na pokožku. Přestože OMRON TENS přístroje používají pokročilé technologie, jsou jednoduché k použití a poskytují široký rozsah léčebných procedur v automatickém nebo manuálním režimu.

ÚLEVA STISKNUTÍM
TLAČÍTKA

Jak správně použít OMRON TENS

- Vaše pokožka musí být čistá, suchá a zdravá
- Elektrody umístěte na každou stranu bolestivé oblasti, ale ne přímo na ni, nejméně 2,5 cm od sebe
- Vyberte program a zahajte léčbu, vždy od nižší intenzity k vyšší
- Celková doba procedury je 15–30 min až 3× denně
- Pravidelně vyhodnocujte léčebný účinek a sledujte zlepšení pro ukončení léčby



OMRON PocketTens

- 5 inteligentních programů
- 3 léčebné zóny a 2 typy masáže
- nastavitelná intenzita stimulace
- jednoduché ovládání
- omyvatelné elektrody s dlouhou životností a vynikající biologickou snášenlivostí
- napájení 2 ks AAA baterie

OMRON HeatTens

Dvojitá léčba: Teplota + Tens

Teplota zahřívá a uvolňuje, Tens přináší úlevu od bolesti

- 3 režimy kombinací teplota – Tens
- 9 inteligentních přednastavených programů
- 6 léčebných zón a 3 typy masáže
- 2 nastavitelné úrovně teplota (vyhřívání elektrod)
- 20 nastavitelných úrovní Tens
- funkce REPEAT pro opakování oblíbených sekvencí
- gelové HeatTens elektrody s dlouhou životností
- napájení: akumulátor + síťový dobíjecí zdroj



OMRON E3 Intense

- 9 inteligentních programů
- 6 léčebných zón a 3 typy masáže
- nastavitelná intenzita stimulace
- jednoduché ovládání třemi tlačítky
- názorný displej s průvodcem léčebnými zónami
- omyvatelné elektrody s dlouhou životností a vynikající biologickou snášenlivostí
- klip na opasek
- napájení 2 ks AAA baterie

Uvedené přístroje jsou registrované zdravotnické prostředky a nesmějí být používány u dětí, pacientů s kardiostimulátory a jinými implantáty, v případě horečky, epilepsie, srdečních chorob atd., další info na www.celimed.cz. V případě jakýchkoliv pochybností o vhodnosti léčby se poraďte se svým lékařem, fyzioterapeutem nebo lékárníkem.

V prodeji ve zdravotnických potřebách a lékárnách nebo na www.celimed.cz

Obchodní zastoupení a autorizovaný servis pro ČR CELIMED s. r. o.
Spotřebitelská linka: **475 211 113, info@celimed.cz**